

**APPROVED SOLUTIONS LIST**



English  
Page 1



English  
Page 2



English  
Page 3



English  
Page 4



French  
Page 5



French  
Page 6



German  
Page 7



Italian  
Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

English

Contamac has produced this list of contact lens care solutions that are compatible with the Tangible Hydra-PEG™ coating on lenses made in the Optimum GP materials.

**USE ONLY APPROVED TANGIBLE HYDRA-PEG™ CLEANERS**

Multipurpose Solutions

|  |                  |
|--|------------------|
| Regard® K RGP Contact Lens Solution              | by Vita Research |
| Boots Total                                      | by Boots         |
| Asda All-in-One                                  | by Asda          |
| Boston Simplus®                                  | by Bausch & Lomb |
| Solocare Aqua                                    | by Ciba Vision   |
| Perfect® cleaner/ storage solution for GP lenses | by MPG&E         |
| Menicare Plus                                    | by Menicon       |
| Menicare Pure                                    | by Menicon       |
| Oté Fine   | by Oté Pharma    |
| Oté Clean  | by Oté Pharma    |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| GPHCL                            | by Contopharma |
| Conventional Cleaner /Rinsing    | by Contopharma |
| Total Care Cleaner               | by Abbott      |
| Total Care Disinfection /Storage | by Abbott      |
| GP Multi                         | by Avizor      |

Hydrogen Peroxide Solutions

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Clear Care®                       | by Alcon        |
| Clear Care® Plus with HydraGlyde® | by Alcon        |
| AO Sept® Plus                     | by Alcon        |
| AO Sept® Plus with HydraGlyde®    | by Alcon        |
| Tab-in-One                        | by Contopharma  |
| Refine One Step                   | by Coopervision |
| Monosept 120+                     | by Oté Pharma   |
| Ever Clean                        | by Avizor       |

Enzymatic Cleaners

|   |            |
|---|------------|
| Amclair Weekly Enzymatic Cleaning Tablets | by Abatron |
|---|------------|

**DO NOT USE TAP WATER, ABRASIVE OR ALCOHOL BASED CLEANERS**

(These will damage or destroy the Tangible Hydra-PEG™ coating)

Abrasive Cleaners

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Boston® Advance | by Bausch & Lomb |
|-----------------|------------------|

or similar products

Alcohol Based Cleaners

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Miraflo (and equivalents)        | by various companies |
| i-clean!                         | by Contopharma       |
| Boots Advanced Cleaning Solution | by Boots             |

or similar products

Others

|  |                  |
|--|------------------|
| Progent                                  | by Menicon       |
| Oté Twins Active                         | by Oté           |
| Boston One Step Liquid Enzymatic Cleaner | by Bausch & Lomb |
| Abatron Quattro                          | by Abatron       |

or similar products

We advocate following the instructions indicated with each of the care solutions, including, where stated, rubbing and rinsing the lenses where appropriate.

Lenses should not be stored dry, but always in a contact lens care solution, according to the instructions on the packaging of that solution.

You should never rub the lenses with a dry tissue or cloth. These are often very abrasive at a surface level and can damage the Tangible Hydra-PEG™ coating.

**APPROVED SOLUTIONS LIST**



English  
Page 1



English  
Page 2



English  
Page 3



English  
Page 4



French  
Page 5



French  
Page 6



German  
Page 7



Italian  
Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

English

Contamac has produced this list of contact lens care solutions that are compatible with the Tangible Hydra-PEG™ coating on lenses made in the Optimum GP materials.

**USE ONLY APPROVED TANGIBLE HYDRA-PEG™ CLEANERS**

**Multipurpose Solutions**

Menicon Unique pH by Menicon  
Boston Simplus® by Bausch & Lomb

**Hydrogen Peroxide Solutions**

Clear Care® by Alcon  
Clear Care® Plus with HydraGlyde® by Alcon

**DO NOT USE TAP WATER, ABRASIVE OR ALCOHOL-BASED CLEANERS**

(These will damage or destroy the Tangible Hydra-PEG™ coating)

**Abrasive Cleaners**

Boston® Advance by Bausch & Lomb

or similar products

**Alcohol Based Cleaners**

Miraflow (and equivalents) by various companies

or similar products

**Others**

Progent by Menicon  
Boston One Step Liquid Enzymatic Cleaner by Bausch & Lomb  
Optimum by Lobob ESC Extra Strength Cleaner by Lobob Laboratories

or similar products

We advocate following the instructions indicated with each of the care solutions, including, where stated, rubbing and rinsing the lenses where appropriate.

You should never rub the lenses with a dry tissue or cloth. These are often very abrasive at a surface level and can damage the Tangible Hydra-PEG™ coating.

Lenses should not be stored dry, but always in a contact lens care solution, according to the instructions on the packaging of that solution.

**APPROVED SOLUTIONS LIST**



English  
Page 1



English  
Page 2



English  
Page 3



English  
Page 4



French  
Page 5



French  
Page 6



German  
Page 7



Italian  
Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

English



Contamac has produced this list of contact lens care solutions that are compatible with the Tangible Hydra-PEG™ coating on lenses made in the Optimum GP materials.

**USE ONLY APPROVED TANGIBLE HYDRA-PEG™ CLEANERS**

**Multipurpose Solutions**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Regard® K RGP Contact Lens Solution | by Vita Research |
| Boston Simplus®                     | by Bausch & Lomb |
| Solocare Aqua                       | by Ciba Vision   |
| Menicare Plus                       | by Menicon       |
| Total Care Cleaner                  | by Abbott        |
| Total Care Disinfection /Storage    | by Abbott        |

**Hydrogen Peroxide Solutions**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Clear Care®                       | by Alcon |
| Clear Care® Plus with HydraGlyde® | by Alcon |
| AO Sept® Plus                     | by Alcon |
| AO Sept® Plus with HydraGlyde®    | by Alcon |

**DO NOT USE TAP WATER, ABRASIVE OR ALCOHOL BASED CLEANERS**

(These will damage or destroy the Tangible Hydra-PEG™ coating)

**Abrasive Cleaners**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Boston® Advance | by Bausch & Lomb |
|-----------------|------------------|

or similar products

**Alcohol Based Cleaners**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Miraflo (and equivalents) | by various companies |
|---------------------------|----------------------|

or similar products

**Others**

|  |                  |
|--|------------------|
| Progent                                  | by Menicon       |
| Boston One Step Liquid Enzymatic Cleaner | by Bausch & Lomb |

or similar products

We advocate following the instructions indicated with each of the care solutions, including, where stated, rubbing and rinsing the lenses where appropriate.

You should never rub the lenses with a dry tissue or cloth. These are often very abrasive at a surface level and can damage the Tangible Hydra-PEG™ coating.

Lenses should not be stored dry, but always in a contact lens care solution, according to the instructions on the packaging of that solution.

**APPROVED SOLUTIONS LIST**



English  
Page 1



English  
Page 2



English  
Page 3



English  
Page 4



French  
Page 5



French  
Page 6



German  
Page 7



Italian  
Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

English

Contamac has produced this list of contact lens care solutions that are compatible with the Tangible Hydra-PEG™ coating on lenses made in the Optimum GP materials.

**USE ONLY APPROVED TANGIBLE HYDRA-PEG™ CLEANERS**

**Multipurpose Solutions**

Menicon Unique pH by Menicon  
Boston Simplus® by Bausch & Lomb  
Solocare Aqua by Ciba Vision

**Hydrogen Peroxide Solutions**

Clear Care® by Alcon  
Clear Care® Plus with HydraGlyde® by Alcon

**Enzymatic Cleaners**

Amclair Weekly Enzymatic Cleaning Tablets by Abatron

**DO NOT USE TAP WATER, ABRASIVE OR ALCOHOL BASED CLEANERS**

(These will damage or destroy the Tangible Hydra-PEG™ coating)

**Abrasive Cleaners**

Boston® Advance by Bausch & Lomb

or similar products

**Alcohol Based Cleaners**

Miraflow (and equivalents) by various companies

or similar products

**Others**

Progent by Menicon  
Boston One Step Liquid Enzymatic Cleaner by Bausch & Lomb

or similar products

We advocate following the instructions indicated with each of the care solutions, including, where stated, rubbing and rinsing the lenses where appropriate.

You should never rub the lenses with a dry tissue or cloth. These are often very abrasive at a surface level and can damage the Tangible Hydra-PEG™ coating.

Lenses should not be stored dry, but always in a contact lens care solution, according to the instructions on the packaging of that solution.

## LISTE DE **PRODUITS APPROUVÉS**



English  
Page 1



English  
Page 2



English  
Page 3



English  
Page 4



French  
Page 5



French  
Page 6



German  
Page 7



Italian  
Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

French



Contamac confirme que la liste de produits ci-dessous est compatible avec le traitement de surface Tangible Hydra-PEG™ sur les lentilles rigides en Optimum.

### UTILISER UNIQUEMENT DES SOLUTIONS **APPROUVÉES** POUR LE TRAITEMENT TANGIBLE HYDRA-PEG™

#### Solutions Tout-en-un

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Menicon Unique pH | de Menicon       |
| Boston Simplus®   | de Bausch & Lomb |
| Solocare Aqua     | de Ciba Vision   |

#### Solutions Peroxyde

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Clear Care®                       | d'Alcon |
| Clear Care® Plus avec HydraGlyde® | d'Alcon |

#### Nettoyeurs Enzymatiques

|   |           |
|---|-----------|
| Amclair Tablettes Enzymatiques - Nettoyage Hebdomadaire | d'Abatron |
|---|-----------|

### **NE PAS UTILISER D'EAU DU ROBINET, NI DE NETTOYEUR ABRASIF OU À BASE D'ALCOOL**

(Ces produits peuvent endommager le traitement Tangible Hydra-PEG™)

#### Produits Abrasifs

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Boston® Advance | de Bausch & Lomb |
|-----------------|------------------|

ou des produits similaires

#### Produits à Base d'Alcool

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Miraflow (et équivalents) | de différentes sociétés |
|---------------------------|-------------------------|

ou des produits similaires

#### Autres Produits

|   |                  |
|---|------------------|
| Progent                                       | de Menicon       |
| Boston One Step Nettoyeur Enzymatique Liquide | de Bausch & Lomb |

ou des produits similaires

Nous soulignons qu'il faut toujours suivre les instructions de l'emballage du produit d'entretien, incluant, le cas échéant de frotter et rincer les lentilles.

Il ne faut jamais frotter les lentilles avec un tissu sec. Ceux-ci peuvent souvent montrer une surface abrasive et endommager le traitement Tangible Hydra-PEG™.

Il ne faut jamais stocker vos lentilles à sec mais dans un produit d'entretien pour lentilles tout en suivant les instructions sur l'emballage.

## LISTE DE PRODUITS APPROUVÉS



English  
Page 1



English  
Page 2



English  
Page 3



English  
Page 4



French  
Page 5



French  
Page 6



German  
Page 7



Italian  
Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

French



Contamac confirme que la liste de produits ci-dessous est compatible avec le traitement de surface Tangible Hydra-PEG™ sur les lentilles rigides en Optimum.

### UTILISER UNIQUEMENT DES SOLUTIONS APPROUVÉES POUR LE TRAITEMENT TANGIBLE HYDRA-PEG™

#### Solutions Tout-en-un

|  |                  |  |                |
|--|------------------|--|----------------|
| Regard® K RGP<br>Contact Lens Solution | de Vita Research | GPHCL                                      | de Contopharma |
| Boston Simplus®                        | de Bausch & Lomb | Conventional<br>(Nettoyant/Rinçage)        | de Contopharma |
| Solocare Aqua                          | de Ciba Vision   | Lobob Nettoyant                            | de Prolens     |
| Menicare Plus                          | de Menicon       | Lobob Conservation                         | de Prolens     |
| Menicare Pure                          | de Menicon       | Solution de Nettoyage                      | de Galifa      |
| Total Care Solution<br>de Nettoyage    | d'Abbott         | Conservation Solution<br>Multifonctionelle | de Galifa      |
| Total Care Solution<br>de Conservation | d'Abbott         |  |                |
| GP Multi                               | d'Avizor         |  |                |
| Topocare GP Sensitive                  | de Prolens       |  |                |

#### Solutions Peroxyde

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Clear Care®                          | d'Alcon         |
| Clear Care® Plus<br>avec HydraGlyde® | d'Alcon         |
| AO Sept® Plus                        | d'Alcon         |
| AO Sept® Plus<br>avec HydraGlyde®    | d'Alcon         |
| Refine One Step                      | de Coopervision |
| Ever Clean                           | d'Avizor        |

#### Nettoyeurs Enzymatiques

|  |           |
|--|-----------|
| Amclair Tablettes<br>Enzymatiques -<br>Nettoyage<br>Hebdomadaire | d'Abatron |
|--|-----------|

### NE PAS UTILISER D'EAU DU ROBINET, NI DE NETTOYEUR ABRASIF OU A BASE D'ALCOOL

(Ces produits peuvent endommager le traitement Tangible Hydra-PEG™)

#### Produits Abrasifs

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Boston® Advance | de Bausch & Lomb |
|-----------------|------------------|

ou des produits similaires

#### Produits à Base d'Alcool

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Miraflo<br>(et équivalents) | de différentes sociétés |
| i-clean!                    | de Contopharma          |

ou des produits similaires

#### Autres Produits

|   |                  |
|---|------------------|
| Progent   | de Menicon       |
| Boston One Step<br>Nettoyeur Enzymatique<br>Liquide | de Bausch & Lomb |
| Oté Twins Active                                    | d'Oté            |

ou des produits similaires

Nous soulignons qu'il faut toujours suivre les instructions de l'emballage du produit d'entretien, incluant, le cas échéant de frotter et rincer les lentilles.

Il ne faut jamais stocker vos lentilles à sec mais dans un produit d'entretien pour lentilles tout en suivant les instructions sur l'emballage.

Il ne faut jamais frotter les lentilles avec un tissu sec. Ceux-ci peuvent souvent montrer une surface abrasive et endommager le traitement Tangible Hydra-PEG™.

**LISTE VON ERPROBTEN PFLEGEMITTELN**



English  
Page 1



English  
Page 2



English  
Page 3



English  
Page 4



French  
Page 5



French  
Page 6



German  
Page 7



Italian  
Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

German  /  / 

Contamac hat die untenstehende Liste von erprobten Pflegemitteln zusammengestellt, die mit der Tangible Hydra-PEG™ Beschichtung auf formstabilen Kontaktlinsen aus Optimum Materialien kompatibel sind.

**VERWENDEN SIE NUR ERPROBTE TANGIBLE HYDRA-PEG™ REINIGER**

**Mehrzweckreiniger**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Regard® K RGP<br>Contact Lens Solution  | von Vita Research |
| Boston Simplus®   | von Bausch & Lomb |
| Solocare Aqua   | von Ciba Vision   |
| Menicare Plus   | von Menicon       |
| Menicare Pure   | von Menicon       |
| Perfect® Aufbewahrung<br>und Reinigungslösung<br>für formstabile<br>Kontaktlinsen | von MPG&E         |
| Bilopur   | von Bilosa        |
| Biloplus  | von Bilosa        |
| Oté Fine  | von Oté Pharma    |
| Oté Clean   | von Oté Pharma    |
| Total Care Cleaner  | von Abbott        |
| Total Care Disinfection<br>/Storage   | von Abbott        |
| GP Multi  | von Avizor        |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Clears                               | von Rubicon     |
| Clearsol                             | von Rubicon     |
| Topocare GP Sensitive                | von Prolens     |
| Sichtbar Besser                      | von Hecht       |
| GPHCL                                | von Contopharma |
| Conventional Reiniger/<br>Abspülung  | von Contopharma |
| Reiniger                             | von Galifa      |
| Aufbewahrung<br>Multifunktionslösung | von Galifa      |

**Peroxidreiniger**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Clear Care®                         | von Alcon        |
| Clear Care® Plus<br>mit HydraGlyde® | von Alcon        |
| tab in one<br>Peroxidsystem         | von Contopharma  |
| AO Sept® Plus                       | von Alcon        |
| AO Sept® Plus<br>mit HydraGlyde®    | von Alcon        |
| Refine One Step                     | von Coopervision |
| Hidro Health H2O2                   | von Disop        |
| Monosept 120+                       | von Oté Pharma   |
| Ever Clean                          | von Avizor       |

**Enzymreiniger**

|   |             |
|---|-------------|
| Concare<br>Enzymtabletten                       | von Hecht   |
| Concare Light<br>Enzymtabletten                 | von Hecht   |
| Amclair Weekly<br>Enzymatic Cleaning<br>Tablets | von Abatron |

**WEDER ABRASIVE NOCH ALKOHOLHALTIGE REINIGER VERWENDEN,  
UND AUF KEINEN FALL LEITUNGSWASSER**

(Diese können die Tangible Hydra-PEG™ Beschichtung beschädigen)

**Abrasiv** Reiniger

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Boston® Advance | von Bausch & Lomb |
|-----------------|-------------------|

oder ähnliche Produkte

**Alkohohlhaltige** Reiniger

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Miraflo (o.ä) | von verschiedenen Anbietern |
| i-clean!      | von Contopharma             |

oder ähnliche Produkte

**Andere** Produkte

|                                  |
|----------------------------------|
| Progent                          |
| Boston One Step<br>Enzymreiniger |
| Oté Twins Active                 |

oder ähnliche Produkte

Wir empfehlen, den Anweisungen bzgl. Reiben und ggf. Abspülen, welche auf der Verpackung der jeweiligen Pflegemitteln stehen, genau zu befolgen.

Sie sollen Ihre Linsen nie mit einem trockenen Tuch abwischen. Diese sind oft auf mikroskopischer Ebene abrasiv und können die Tangible Hydra-PEG™ Beschichtung beschädigen.

Sie sollen Ihre Linsen nie trocken aufbewahren, sondern nach Anleitungen in einer geeigneten Aufbewahrungslösung lagern.

**ELENCO DI SOLUZIONI APPROVATE**



English  
Page 1



English  
Page 2



English  
Page 3



English  
Page 4



French  
Page 5



French  
Page 6



German  
Page 7



Italian  
Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

Italian



Contamac ha prodotto l'elenco di soluzioni di cura delle lenti a contatto compatibili con il rivestimento Tangible Hydra-PEG™ sulle lenti realizzate nei materiali Optimum GP.

**UTILIZZARE SOLO DETERGENTI TANGIBLE HYDRA-PEG™ APPROVATI**

Soluzioni Multifunzionali

|  |                  |
|--|------------------|
| Proclean   | di Med Lac       |
| Regard® K RGP<br>Contact Lens Solution                 | di Vita Research |
| Boston Simplus®  | di Bausch & Lomb |
| Solocare Aqua  | di Ciba Vision   |
| Perfect® cleaner/<br>storage solution for<br>GP lenses | di MPG&E         |
| Menicare Plus  | di Menicon       |
| Menicare Pure  | di Menicon       |
| Protecta Vision  | di Ottica Napoli |
| Oté Fine   | di Oté Pharma    |
| GP Multi   | di Avizor        |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Lobob Detergente                   | di Prolens     |
| Lobob Conservante                  | di Prolens     |
| Topocare GP Sensitive              | di Prolens     |
| Total Care<br>Desinfettante        | di Abbott      |
| Total Care Conservante             | di Abbott      |
| GPHCL                              | di Contopharma |
| Conventional (Cleaner<br>/Rinsing) | di Contopharma |

Soluzioni Al Perossido Di Idrogeno

|   |                 |
|---|-----------------|
| Clear Care®   | di Alcon        |
| Clear Care® Plus<br>con HydraGlyde®                 | di Alcon        |
| tab in one<br>Soluzione al perossido<br>di idrogeno | di Contopharma  |
| AO Sept® Plus                                       | di Alcon        |
| AO Sept® Plus<br>con HydraGlyde®                    | di Alcon        |
| Refine One Step                                     | di Coopervision |
| Ever Clean  | di Avizor       |

Soluzioni Enzimatici

|   |            |
|---|------------|
| Amclair Weekly<br>Enzymatic Cleaning<br>Tablets | di Abatron |
|---|------------|

**NON UTILIZZARE ACQUA DEL RUBINETTO, DETERGENTI ABRASIVI O ALCOOL**

(Questi danneggiano o destore il rivestimento Tangible Hydra-PEG™)

Detergenti abrasivi

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Boston® Advance | di Bausch & Lomb |
|-----------------|------------------|

O prodotti simili

Detergenti a base di alcool

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Miraflow<br>(e equivalenti) | di diversi societe |
| i-clean!                    | di Contopharma     |

O prodotti simili

Altri

|   |                  |
|---|------------------|
| Progent                                     | di Menicon       |
| Oté Twins Active                            | di Oté           |
| Boston One Step Liquid<br>Enzymatic Cleaner | di Bausch & Lomb |

O prodotti simili

Noi sosteniamo seguendo le istruzioni indicate con ciascuna delle soluzioni di cura, compresi, se del caso, strofinando e sciacquando le lenti ove necessario.

Le lenti non devono essere conservate asciutte, ma sempre in una soluzione di cura delle lenti a contatto, secondo le istruzioni sull'imballaggio di tale soluzione.

Non si deve mai strofinare le lenti con un tessuto secco o un panno. Questi sono spesso molto abrasivi a livello di superficie e possono danneggiare il rivestimento Tangible Hydra-PEG™.