

## HydroColor Pro

ist eine individuelle Irislinse mit einer weißen opaken Rückfläche, welche exklusiv bei SwissLens gefertigt wird.

- große Auswahl an natürlich wirkenden Standard-Farben oder individuell gefärbt
- dünne und komfortable Kontaktlinse aus hochwertigem Material (CTF 67)
- individuelle Kontaktlinsenparameter
- Iris- und Pupillendurchmesser in verschiedenen Größen
- von Hand gefärbt, mit klarer oder schwarzer Pupille
- exakt reproduzierbar & farbecht

Die Farben haben keinen Einfluss auf den DK-Wert der Kontaktlinse.



## HydroColor Pro - Selektion

Unser eigens entwickelter Farbfächer beinhaltet 30 verschiedene Farben, dieser ermöglicht Ihnen die gemeinsame optimale Farbwahl mit Ihrem Kunden vor Ort.

	Iris	10.8 / 11.2 / 11.5 / 12.0 / 12.5 / 12.8
Durchmesser	klare Pupille	2.7 / 3.3 / 3.8 / 4.2 / 4.8
	schwarze Pupille	2.6 / 3.2 / 3.7 / 4.2 / 4.8 / 5.2
	Farbvarianten	30
Technische Daten	Stärke	sph +/- 8.00 dpt, zyl -2.00 dpt
	∅	13.00 bis 16.00 mm
	ro	8.00 bis 9.50 mm

Abweichende Parameter über Selektion plus

## HydroColor Pro - Kreativ

- Kontaktlinsenfärbung individuell wählbar
- Bestellung nach Muster

Um Farbschäden, insbesondere das Ausbleichen der Opakschicht, zu vermeiden, verwenden Sie bitte nur empfohlene Lösungen. Das Acucare one step-T ist getestet und optimal kompatibel. Bitte fragen Sie nach weiteren empfohlenen Pflegemitteln.

✉ [lens.info@swisslens.ch](mailto:lens.info@swisslens.ch)

🌐 [www.swisslens.ch](http://www.swisslens.ch)

## HydroColor Tint







































Ist eine zusätzliche Möglichkeit, unsere weichen Kontaktlinsen mit einem Handlungstint ganz nach Wunsch zu bestellen. Es stehen folgende Kontaktlinsentypen zur Verfügung:

**Orbis, Toris, Borelis, Torelis, HydroMed, Relax,**

Die transparenten Farben haben keinen Einfluss auf den DK-Wert. Als Nebeneffekt können die Handlungstints die Augenfarbe ändern.

### Parameter

sphärisch:	+/- 20.00 dpt
torisch:	sph +/- 20.00 dpt zyl -4.00 dpt
Add:	+0.50 bis +4.00 dpt
Material:	Contaflex CTF 67
	weitere Korrekturen und Sonderanfertigungen / -farben auf Anfrage


		
ø Tint	11.0 / 11.3 / 11.8 12.2 / 12.6 / 13.0	2.6 / 3.2 / 3.7 / 4.2 / 4.8 / 5.2 6.2 / 7.2 / 8.0 / 9.0 / 10.0 / 11.0 11.3 / 11.8 / 12.2 / 12.6 / 13.0
ø klare Pupille	2.6 / 3.2 / 3.6 4.2 / 4.7 / 5.8	-
Farben	1 2 3	1 2 3
blue	  	  
aqua	  	  
green	  	  
brown	  	  
red	  	  
yellow	  	  

## HydroColor Intense

Die HydroColor Intense ist eine Kontaktlinse zur Lichtreduktion, die auch bei Augenerkrankungen wie z.B. Achromatopsie eingesetzt werden kann.

Intense	Intense 1	Intense 2	Intense 3
brown			
grey			
brownS			

**Vorsicht:** die HydroColor Intense schützt nicht die Bindehaut



Abbildungen dienen lediglich zur Veranschaulichung, die endgültige Tönung kann variieren.

## HydroColor Filter

Die HydroColor Filter ist eine Kantenfilter-Kontaktlinse und damit eine Alternative zur Brille. Sie ist in individuellen Geometrien erhältlich, sphärisch, torisch und auch multifokal.

### • Kantenfilter-Kontaktlinsen



Anpassung mit Kantenfilter-Gläsern von Multilens

### • Blaudämpfer-Kontaktlinsen / Komfortfilter auf Anfrage

Parameter wie HydroColor Tint. Material: CTF67