

Das SwissLens Mehrstärken - Konzept

Die Presbyopiekorrektur



- besserer Anpasserfolg durch individuelle Abstimmung der optischen Zonen
- ausgewogene Fern- und Nahsehleistung
- 3 verschiedene Multifokalsysteme
- in gewohnter SwissLens Parameter- und Materialvielfalt
- auch in torisch und farbig lieferbar
- nutzen Sie unsere Anpass-Flatrate "Service+"

Mehrstärken-Kontaktlinsen sind in folgenden Versionen erhältlich:

- Bifocal **Bf** (Nähe oder Ferne zentral)
- Simple progressive **Sp** (Nähe oder Ferne zentral)
- Multi progressive **Mp** (Nähe zentral)

→ die Position der Nahzonen kann spezifisch festgelegt werden
 → zur optimalen Balance zwischen den Distanzen, ist die Größe der Nah- und Fernzone variabel zu gestalten

	Bf Bifocal	Sp Simple progressive	Mp Multi progressive
Hyperopie			✓
Myopie	✓ Add < 2.00	✓ Add ≥ 2.00	
Präferenz Ferne		✓	
Präferenz Nähe	✓		✓
Präferenz PC		✓	✓
Gebrauch bei wenig Licht		✓	✓
geringe Halos		✓	
hoher Kontrast	✓		✓
Mono vision Nachversorgung	(✓)	✓	

Technische Daten

Borelis einkurvig oder mit asphärischer Abflachung

Torelis dynamische außen- oder innenorische bzw. Ballaststabilisierung

	min		max
Durchmesser	12.00	->	17.00 mm
Radius	7.00	->	12.00 mm
Sphäre	-40.00	->	+40.00 dpt
Zylinder	-0.25	->	-8.00 dpt
Achse	0°	->	180°
Addition	+0.50	->	+4.00 dpt
Abflachung	einkurvig -- / fließend - / markant +		

Zentrale optische Zone (Zoc)

Typ

⊙ Bf Bifocal	Zoc: 1.00 -> 4.50 mm
⊙ Sp Simple progressive	Zoc: 1.50 -> 4.50 mm
⊙ Mp Multi progressive	Zoc: 1.00 -> 2.00 mm

SwissLens

SwissLens SA
 Chemin des Creuses 9
 CH-1008 Prilly

☎ Tel: 0180 566 68 16
 ☎ Tel: 0810 23 23 16
 ☎ Tel: +41 21 620 06 66

Fax: +41 21 620 06 65
 lens.info@swisslens.ch
 www.swisslens.ch