


SPEZIELL. INDIVIDUELL. HYBRID.

THEMA
Individuelle Kontaktlinsen

NEU
Farbe, Material



Der Name SwissLens sagt, woher der Anbieter von Speziallinsen kommt, nämlich aus Prilly in der West-Schweiz. Dort ist das Unternehmen seit 1997 ansässig und produziert nach eigenen Angaben „individuelle Kontaktlinsen ohne Parametereinschränkungen“ in einer Vielzahl von Materialien.

Individuellste Kontaktlinsen, die ausschließlich nach Kundenwünschen in höchster Qualität gefertigt werden und sowohl als Ein- und Mehrstärkenlinsen erhältlich sind – das haben sich die Schweizer auf die Fahne geschrieben. Möglich macht das ein exklusives Produktionswerkzeug: SwissLens verfügt über computergesteuerte Drehmaschinen, die spezifisch für die Herstellung von Kontaktlinsen nach Maß entwickelt worden sind. Diese Technologie ermöglicht eine bisher unerreichte Präzision und Qualität in der Kontaktlinsenherstellung, die im Bereich von < 20 Nanometer liegt und bei der Reproduktion von Kontaktlinsen eine exakte Übereinstimmung des Originals mit der Kopie erreicht. Alle Produkte des individuellen Portfolios werden ausschließlich auf Bestellung produziert und nur über Kontaktlinsenspezialisten vermarktet. Auch Speziallinsen für medizinische Indikationen gehören mit zum Programm.

FARBLINSEN - NICHT NUR KOSMETISCH VON INTERESSE

Mit HydroColor und AirColor (neu in SiHy und mit zusätzlichen Parametern) kann man individuelle Farblinsen anpassen, ohne auf modische Aspekte oder Sauerstoffdurchlässigkeit verzichten zu müssen. „Durch den Erwerb eines neuen Transmission Messgerätes ist es möglich, noch individuellere Farbtöne in speziellen Farbspektren zu kreieren.“ So könnten Kantenfilter und Farbtöne entwickelt werden, die Abhilfe bei starker Blendempfindlichkeit (bei AMD) schaffen, zur Linderung von Migräne-

symptomen, zur Kontraststeigerung oder Entspannung am PC Arbeitsplatz beitragen würden. Bei höherer Fehlsichtigkeit, Presbyopie oder für Sport- und Freizeitaktivitäten könnten getönte Linsen ebenfalls sinnvoll sein.

MYOPIE: RELAX-LINSEN UND ORTHO-K.

Seit Jahren bietet SwissLens mit dem Relax-Design eine individuelle Weichlinse an, die periphere Abbildungsfehler einer Minuslinse weitestgehend korrigiert. Die Orbis-Relax und Toris-Relax sind als 3- und 6-Monatslinse in allen Parametern und Materialien erhältlich. Die in der Peripherie befindliche Polynomprogression kann nun in ihrer Stärke und ihrem Beginn individuell angepasst werden. Dieses Prinzip ist auch als formstabile rotationssymmetrische Kontaktlinse „Orbiflex Relax“ erhältlich. Mit der Ortho-K. Linse „Orbiflex OK“ hat man den Sektor der formstabilen Kontaktlinsen zudem ausgebaut.

WEICH + FORMSTABIL = HYBRID

Mit „HydroFlex“ wurde durch eine weiche SiHy-Peripherie in Verbindung mit einer formstabilen Kontaktlinse eine neuartige Hybrid-Kontaktlinse geschaffen, die einfach anzupassen und ebenso ganztägig wie stundenweise einsetzbar sei. Sowohl die formstabile zentrale Zone als auch der weiche Rand sind individualisierbar. (SK)