

## Switzerland

Tel + 41 21 620 06 66  
Fax + 41 21 620 06 65

## Deutschland

Tel + 49 180 566 68 16  
Fax + 49 180 566 68 17

## Österreich

Tel + 43 810 23 23 16  
Fax + 43 810 23 23 17

## France

Tel + 33 810 06 08 40  
Fax + 33 810 05 59 48

## SwissLens heute

Mehr als 25 Mitarbeiter in ganz Europa

SwissLens ist in mehr als 10 europäischen Ländern (Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Norwegen, Spanien, Schweden, Schweiz, etc.) aktiv und beliefert mehr als 1000 Kontaktlinsenspezialisten

SwissLens entwirft, fertigt und verkauft eine der grössten Auswahl an Kontaktlinsen, und liefert ihre Produkte ausschliesslich und direkt an die Kontaktlinsenanpasser. Die Anpassberater vor Ort helfen gerne eine schnelle und effiziente Anpassung zu erzielen.


## Meilensteine der Firma SwissLens

- 1992 – 1997 Entwicklung der Herstellungstechnologie, sowie der Kontaktlinsengeometrie
- 1995 Markteinführung in der Westschweiz
- 1997 Firmengründung SwissLens SA als Aktiengesellschaft in Prilly bei Lausanne
- 1998 ISO 9000 Zertifizierung and CE-Kennzeichnung
- 2004 Markteinführung Deutschland
- 2006 Markteinführung Österreich
- 2007 Markteinführung Skandinavien & Frankreich

Eine SN-Nummer identifiziert jede Kontaktlinse und garantiert eine einheitliche Reproduzierbarkeit.

SwissLens ist  
ISO 9000:2003 & ISO 13485:2003

SwissLens CE Kennzeichnung:  
03-132-708



Ziel von SwissLens ist, eine langfristige Beziehung mit den Kontaktlinsenspezialisten zu entwickeln, welche durch die Einführung von innovativen und personalisierten Produkten und Serviceleistungen realisiert werden soll und letztendlich zu einer besseren Kundenbindung führt.

SwissLens liefert ausschliesslich an Kontaktlinsenspezialisten. SwissLens Kontaktlinsen werden auf Bestellung produziert; es gibt kein Kontaktlinsenlager.

SwissLens produziert Kontaktlinsen ohne Limits an Parametern. Des Weiteren werden verschiedene Serviceleistungen angeboten, um die Anpassung, sowie die Verwaltung der Kundendaten zu vereinfachen.

Die Produkte und der Service von SwissLens sind die Alternative zu den standardisierten Austauschsystemen und somit die beste Antwort auf den Direktverkauf im Internet.




### Keine Limits!

- Die Kontaktlinsen sind in allen Geometrien und verfügbaren Materialien erhältlich.
- Die Parameter können in Standardgeometrien bestellt oder Individuell modifiziert werden.
- Die Kontaktlinsen werden in zwei Austauschintervallen angeboten: als Jahreslinse (12 Monate) und Semesterlinse (6 Monate)



# Produktion



### Ein exklusives Produktionssystem

SwissLens verfügt über ein exklusives und patentiertes Produktionssystem, was eine Fertigung mit Präzision im Nanometerbereich ermöglicht.

- Um eine bessere Reproduzierbarkeit zu gewährleisten, ist es nicht möglich manuell in die Produktion einzuwirken.
- Ein selbst entwickeltes Softwareprogramm integriert das komplette Produktionssystem.
- Weniger Fertigungsschritte für kürzere Lieferzeiten.
- Somit werden die Allgemeinkosten der Produktion reduziert.

### Keine Politur? Nur Vorteile

Fabrikationssystem ohne Politur von SwissLens bietet verschiedene Vorteile.

- Keine Poliermittelrückstände im Material.
- Bessere Reproduzierbarkeit: die Kontaktlinse behält die gewünschten Produktionsparameter
- Geprüfte optische Qualität.

### Forschung und Entwicklung

#### Neue Materialien

- Neue Materialien im Test, basierend auf die Entwicklungen von Siliconhydrogelen
- Tests bezüglich neuer Oberflächenbehandlungen, wie Plasma - Beschichtungen, zur Verbesserung von Benetzung und Komfort

#### Neue Kontaktlinsengeometrien

- Entwicklung neuer Geometrien, um die Anpassung zu vereinfachen und den Erfolg bei der ersten Anpassung zu erhöhen.
- Ständige Forschung neuer Designs für einen besseren Komfort der Kontaktlinsen.

### Einfach und persönlich

Ein Kontaktlinsenprogramm muss für alle Sehfehler und Augen eine Lösung bieten, auch für Spezialanpassungen. Dank der SwissLens Kontaktlinsenvielfalt können anhand der Kundendaten die Kontaktlinsen in allen erhältlichen Materialien und Geometrien gefertigt werden. Um die Kontaktlinsenanpassungen zu vereinfachen, bietet SwissLens folgende Leistungen und Dokumente an:

- Anpasshilfe
- Kontaktlinsen-Berechnung durch SwissLens
- Einheitliche Retourbedingungen für alle Kontaktlinsentypen
- Dokumente und Service sind einfach und umfassend
- Kurze Lieferzeiten
- Anpass- und Bruchgarantie
- Lösungen für besondere Wünsche

### Neue Austauschrhythmen

Jeder Kontaktlinsenanpasser vertritt seine eigene Philosophie und hat sein spezifisches Kundenpotential für individuelle Kontaktlinsen.

Eine traditionelle Jahreslinse hat im Vergleich zur Tauschlinse geringere Gesamtkosten.

Vorteile von kürzeren Tauschrhythmen

- Nachkontrollen, die alle 6 Monate durchgeführt werden,
- Erhöhen die Kundenbindung und das Vertrauen.
- Ein idealer Zeitraum, der den Verbundkauf von Kontaktlinsen und Pflegemittel ermöglicht.
- Weniger Drop-out.
- Zufriedene Kontaktlinsenträger (weniger Ablagerungen, aufgrund zeitnaher Kontrollen stetig optimale Korrektionswerte, geringe Kosten bei Verlust).

**Ein regelmäßiger Kontakt mit den KL-Trägern hebt die Kompetenzen und die Professionalität des Anpassers hervor**



# Services

### Auch bei spezielleren Anpassungen immer die richtigen Kontaktlinsen

SwissLens sucht nach Lösungen, um auch bei speziellen Anpassungen die optimalen Kontaktlinsen anzufertigen.

#### Torische Kontaktlinsen:

- dynamische oder Ballaststabilisation
- Modifikation der dynamischen Stabilisierung: Höhe, Länge, Steigungswinkel, etc.

#### Bifokal / Multifokal Kontaktlinsen:

- Nahzone im Zentrum oder in der Peripherie
- Modifikation des Korrektionswertes, sowie des Durchmessers der zentralen optischen Zone

Sollten Fragen bezüglich der Anpassung bzw. bei Problembehandlungen auftreten, steht dem Kontaktlinsenanpasser eine Anpasshilfe zur Verfügung.

**Keine Preisaufschläge und keine längeren Lieferzeiten**

### Produktübersicht

#### Weiche und formstabile Kontaktlinsen

**Orbis**

**Toris**

**Borelis**

**Torelis**

Sphärische Kontaktlinsen mit sphärischer oder multiasphärischer Peripherie.

Torische Kontaktlinsen, innen- oder aussentorisch, mit sphärischer oder multiasphärischer Peripherie und mit Ballast oder dynamischer Stabilisierung.

Sphärische bifokale oder multifokale Kontaktlinsen mit sphärischer oder multiasphärischer Peripherie. Die Nahzone liegt im Zentrum oder in der Peripherie mit variabler zentraler Optikzone.

Torische bifokale oder multifokale Kontaktlinsen, innen- oder aussentorisch, mit sphärischer oder multiasphärischer Peripherie, mit Ballast oder dynamischer Stabilisierung. Die Nahzone liegt im Zentrum oder in der Peripherie mit variabler zentraler Optikzone.

