

# HydroColor

lente colorata cosmetica su misura



- Per cambiare/intensificare il colore dell'occhio
- Lenti fatte su misura
- Ampia gamma di parametri
- Materiale confortevole con alta permeabilità all'ossigeno e protezione UV

## Informazioni su HydroColor

Raccomandiamo di iniziare l'applicazione con una lente "clear" per stabilire i giusti parametri.

Con le Hydrocolor si ha la possibilità di indossare delle lenti colorate fatte su misura senza compromessi.

Manutenzione:

— Perossidi: Arion Cronos®, Oxysept® 1 Step

— Soluzioni uniche: Complete® Revitalens, Dua Elite®, FREEVISION® Comfort.

Le Hydrocolor sono colorate con esclusivi colori traslucidi che rendono la lente naturale: la struttura dell'iride sarà visibile ma con colori vibranti.

Sono disponibili differenti diametri dell'iride.










Possibilità di scelta fra iride chiara o colorata.

Il valore del DK del materiale non subisce variazione con l'aggiunta del colore.
























































































































































Tempi di costruzione: 21gg.

# Esempi



# HydroColor

																																																																			
Diametro dell'Iride	11.0 / 11.3 / 11.8 12.2 / 12.6 / 13.0	11.0 / 11.3 / 11.8 12.2 / 12.6 / 13.0																																																																	
Diametro della pupilla	2.6 / 3.2 / 3.6 4.2 / 4.7 / 5.8	0																																																																	
Colori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>blue</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>aqua</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>light green</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>green</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>brown</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>red</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>yellow</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1	2	3	blue				aqua				light green				green				brown				red				yellow				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>blue</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>aqua</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>light green</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>green</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>brown</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>red</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>yellow</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1	2	3	blue				aqua				light green				green				brown				red				yellow				
	1	2	3																																																																
blue																																																																			
aqua																																																																			
light green																																																																			
green																																																																			
brown																																																																			
red																																																																			
yellow																																																																			
	1	2	3																																																																
blue																																																																			
aqua																																																																			
light green																																																																			
green																																																																			
brown																																																																			
red																																																																			
yellow																																																																			
Sun			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>brown</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>grey</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>solaire</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1	2	3	brown				grey				solaire																																																			
	1	2	3																																																																
brown																																																																			
grey																																																																			
solaire																																																																			
I colori sono indicativi e possono variare sulla lente a contatto																																																																			

## Parametri:

- sfera +/- 20.00 dpt
- cilindro: cyl -2.00 dpt
- add: +0.50 bis +4.00 dpt
- materiale: Contaflex CTF 67%, Definitive 74
- B.C. 7,00 -> 12mm DIA 12 -> 16mm