

Kdo jsme?

SwissLens je švýcarský výrobce specializující se na individualizovanou výrobu kontaktních čoček. Naše nabídka zahrnuje řešení pro pravidelné i nepravidelné rohovky, včetně ortokeratologie, sklerálních čoček, kosmetických a protetických kontaktních čoček. Poskytujeme odborníkům i distributorům ucelený sortiment v oblasti speciálních kontaktních čoček.

Struktura portfolia:

Kontaktní čočky		Stručný popis		Frekvence výměny
 Pravidelná rohovka	RGP	OrbiFlex	Jednoohnisková sférická čočka	12 měsíců (SL 12)
		ToriFlex	Jednoohnisková Front-Toric nebo Bitoric čočka	
		BoriFlex	Multifokální sférická čočka	
		ToreliFlex	Multifokální Front-Toric nebo Bitoric čočka	
	Měkké čočky	Orbis	Jednoohnisková sférická čočka	3 měsíců (SL 3) 6 měsíců (SL 6) 12 měsíců (SL 12)
		Toris	Vysoce individualizovaná jednoohnisková torická čočka (Dynamic stabilization nebo Ballast)	
		Borelis	Multifokální sférická čočka	
		Torelis	Vysoce individualizovaná multifokální torická čočka (Dynamic stabilization nebo Ballast)	
 Nepravidelná rohovka	Keratokonius	RGP	FlexCone (T / P) Vysoce individualizovaná čočka pro keratokonus (prolátní geometrie) K dispozici také v torické a/nebo multifokální variantě	12 měsíců (SL 12)
		Měkké čočky	HydroCone (P) Speciálně navržená čočka pro keratokonus (prolátní geometrie) K dispozici také v multifokální variantě	3 měsíců (SL 3) 6 měsíců (SL 6)
	Nepravidelná rohovka / po refrakční chirurgii (zploštělá)	RGP	FlexMed (P) Čočky se zploštělou geometrií pro korekci zraku po refrakční chirurgii. K dispozici také v multifokální variantě	12 měsíců (SL 12)
		Měkké čočky	HydroMed (P) Speciálně navržená čočka pro rohovku po refrakční chirurgii (zploštělá geometrie) K dispozici také v multifokální variantě	3 měsíců (SL 3) 6 měsíců (SL 6)
 Sklerální čočky	RGP	ScleraFlex Mini	Individualizovaná sklerální čočka o průměru 15,10 mm K dispozici také v torické a/nebo multifokální variantě	12 měsíců (SL 12)
		ScleraFlex	Plně individualizovaná sklerální čočka K dispozici také v torické a/nebo multifokální variantě	
 Ortokeratologie	RGP	NightFlex	Vysoce individualizovaná Ortho-K čočka (myopie / vysoká myopie / astigmatismus / hypermetropie / presbyopie CD a CN)	12 měsíců (SL 12)
 Myopia Management	RGP	NightFlex Relax	Ortho-K čočka pro progresivní myopii	12 měsíců (SL 12)
		RelaxFlex	Sférická čočka pro progresivní myopii	
		RelaxFlex T	Front-Toric nebo Bitoric čočka pro progresivní myopii	
	Měkké čočky	Relax	Měkká sférická čočka pro progresivní myopii	3 měsíců (SL 3) 6 měsíců (SL 6)
		Relax T	Vysoce individualizovaná torická čočka pro progresivní myopii (Dynamic stabilization nebo Ballast)	
 Bandážové / Terapeutické	Měkké čočky	Orbis Bandážové	Bandážové / Terapeutické čočky	7 dní kontinuálního nošení
 Tónované / Filtry	Měkké čočky	HydroColor (Orbis)	Jednoohnisková sférická tónovaná čočka	Tint → SL 3 / SL 6 / SL 12 Intense → SL 3 / SL 6 / SL 12 Filter → SL 6 / SL 12
		HydroColor (Toris)	Vysoce individualizovaná jednoohnisková torická tónovaná čočka (Dynamic stabilization)	
		HydroColor (Borelis)	Multifokální sférická tónovaná čočka	
		HydroColor (Torelis)	Vysoce individualizovaná multifokální torická tónovaná čočka (Dynamic stabilization)	
 Protetika / Okluze / Pin-Hole (dírková clona)	Měkké čočky	HydroColor Pro (Orbis)	Jednoohnisková sférická protetická čočka	12 měsíců (SL 12)
		HydroColor Pro (Toris)	Vysoce individualizovaná jednoohnisková torická protetická čočka (Dynamic stabilization)	
		HydroColor Pro (Occlusion)	Okluze / Sférická jednoohnisková čočka typu „pin hole“ (dírková clona)	





Rozsah hlavních technických parametrů (*)

RGP čočky

Měkké čočky

Ortokeratologie

Pravidelná rohovka
Nepřavidelná rohovka
Myopia Management

Sklerální

Periferní zóna

Celkový průměr

R0

Sagitální výška

Sféra

Cylindr

Osa

Multifokální varianty

Adice

Zoc (průměr centrální optické zóny)

Čtecí zóna

Symmetrical (spherical landing)
Asymmetrical (peripheral toric landing)
Quadrant (quad specific landing)

10.00 mm → 12.00 mm
(po 0.10 mm krocích)

9.00 mm → 12.00 mm
(po 0.10 mm krocích)

Symmetrical (spherical haptic)
Asymmetrical (toric haptic) / Dual-Sag
Quadrant (quad specific haptic) / Quad-Sag

ScleraFlex Mini: 15.10 mm
ScleraFlex: 13.80 mm → 18.80 mm
(po 0.10 mm krocích)

-

Měkké čočky běžné:
12.00 mm → 15.00 mm
Bandážové: 11.30 mm → 21.00 mm
(po 0.10 mm krocích)

7.00 mm → 12.00 mm
(po 0.01 mm krocích)

-

Myopie až do -9.00 D
Hypermetropie až do +3.50 D

-40.00 D → +40.00 D
(po 0.01 D krocích)

-40.00 D → +40.00 D
(po 0.01 D krocích)

až do -3.50 D

až do -10.00 D
(po 0.01 D krocích)

až do -8.00 D
(po 0.01 D krocích)

až do -8.00 D
(po 0.01 D krocích)

0° → 180°
(po 1° krocích)

0° → 180°
(po 1° krocích)

NightFlex Progressive
(CD / CN)

Bifocal (Bf) / Simple Progressive (Sp)

Bifocal (Bf) /
Simple Progressive (Sp) /
Multi Progressive (Mp)

Naskenujte QR kód nebo [klikněte sem](#)



Naskenujte QR kód nebo [klikněte sem](#)



až do +4.50 D
(po 0.25 D krocích)

až do +6.00 D
(po 0.01 D krocích)

až do +6.00 D
(po 0.01 D krocích)

0.50 mm → 5.50 mm
(po 0.01 mm krocích)

0.50 mm → 5.50 mm
(po 0.01 mm krocích)

CD (Center Distance)
CN (Center Near)

CD (Center Distance)
CN (Center Near)

(*) pro podrobnější informace a možnosti se obraťte na tým zákaznické podpory SwissLens



Roztoky pro péči o kontaktní čočky

Stručný popis

one step-T

Rychlý jednokrokový peroxidový systém s barevným indikátorem pro čištění všech typů kontaktních čoček.



Doplňkové produkty

Aplikátory

Vybavení pro optometristy

Pinzety

Diagnostické proužky

Barevné vzorníky

Pro další informace o produktech pro vaše pracoviště se prosím obraťte na tým zákaznické podpory SwissLens.



Naskenujte QR kód nebo [klikněte sem](#)



Rohovkové / sklerální topografy

Medmont Meridia™ Vantage

Medmont Meridia™ Pro

Medmont Meridia™ Classic

Autorizovaný
 medmont
distributor



Naskenujte QR kód nebo [klikněte sem](#)



lens.info@swisslens.ch



www.swisslens.ch