

¿Quiénes somos?

SwissLens es un fabricante suizo especializado en lentes de contacto a medida. Nuestra gama de productos abarca soluciones tanto para córneas regulares como irregulares, incluyendo ortoqueratología, lentes esclerales, lentes de contacto cosméticas y protésicas, lo que permite ofrecer a los profesionales y distribuidores una amplia gama de tecnologías especializadas en lentes de contacto.

Estructura de la cartera de productos:

Lentes de Contacto		Breve descripción		Reemplazo
 Córnea Regular	RPG	OrbiFlex	Lente esférica monofocal	Anual (SL12)
		ToriFlex	Lente monofocal tórica externa o bitórica	
		BoriFlex	Lente esférica multifocal	
		ToreliFlex	Lente multifocal tórica externa o bitórica	
	LC Blanda	Orbis	Lente esférica monofocal	Trimestral (SL3) Semestral (SL6) Anual (SL12)
		Toris	Lente tórica monofocal altamente personalizada (<i>Estabilización Dinámica o Balastro</i>)	
		Borelis	Lente esférica multifocal	
		Torelis	Lente tórica multifocal altamente personalizada (<i>Estabilización Dinámica o Balastro</i>)	
 Córnea Irregular	Queratocono	RPG	FlexCone (T / P) Lente altamente personalizada para queratocono (geometría prolata) También disponible en opciones tóricas y/o multifocales	Anual (SL12)
		LC Blanda	HydroCone (P) Lente especialmente diseñada para el queratocono (geometría prolata) También disponible en versiones multifocales	Trimestral (SL3) Semestral (SL6)
	Córnea Irregular / Poscirugía Refractiva (oblata)	RPG	FlexMed (P) Lentes de geometría oblata para poscirugía refractiva También disponible en opciones multifocales	Anual (SL12)
		LC Blanda	HydroMed (P) Lente especialmente diseñada para córneas poscirugía refractiva (geometría oblata) También disponible en versiones multifocales	Trimestral (SL3) Semestral (SL6)
 Lentes Esclerales	RPG	ScleraFlex Mini	Lente escleral personalizada de 15.10 mm También disponible en versiones tóricas y/o multifocales	Anual (SL12)
		ScleraFlex	Lente escleral totalmente customizada También disponible en versiones tóricas y/o multifocales	
 Ortoqueratología	RPG	NightFlex	Lente Orto-K altamente personalizada (<i>miopía / alta miopía / astigmatismo / hipermetropía / presbicia CD y CN</i>)	Anual (SL12)
 Control de Miopía	RPG	NightFlex Relax	Lente Orto-K de diseño específico para control de miopía	Anual (SL12)
		RelaxFlex	Lente esférica de diseño específico para control de miopía	
		RelaxFlex T	Lente tórica externa o bitórica de diseño específico para control de miopía	
	LC Blanda	Relax	Lente esférica de diseño específico para control de miopía	Trimestral (SL3) Semestral (SL6)
		Relax T	Lente tórica altamente personalizada de diseño específico para control de miopía (<i>Estabilización Dinámica o Balastro</i>)	
 Vendaje / Terapéutica	LC Blanda	Orbis Bandage	Lente para vendaje / terapéutica	7 días de uso continuo
 Cosméticas / Filtros	LC Blanda	HydroColor (Orbis)	Lente esférica monofocal tintada	Tint → SL3 / SL6 / SL12 Intense → SL3 / SL6 / SL12 Filter → SL6 / SL12
		HydroColor (Toris)	Lente tórica tintada monofocal altamente personalizada (<i>Estabilización Dinámica</i>)	
		HydroColor (Borelis)	Lente esférica multifocal tintada	
		HydroColor (Torelis)	Lente tórica tintada multifocal altamente personalizada (<i>Estabilización Dinámica</i>)	
 Protésicas / Ocladoras / Estenopeicas	LC Blanda	HydroColor Pro (Orbis)	Lente esférica Protésica monofocal	Anual (SL12)
		HydroColor Pro (Toris)	Lente tórica Protésica monofocal altamente personalizada (<i>Estabilización Dinámica</i>)	
		HydroColor Pro (Occlusion)	Lente esférica monofocal Ocladora / Estenopeica	





Rango de especificaciones principales (*)

Lentes RPG

Lentes Blandas

	Ortoqueratología	Córnea Regular Córnea Irregular Control de Miopía	Esclerales	
Zona periférica	Simétrica (apoyo esférico) Asimétrica (apoyo tórico periférico) Cuadrantes (apoyo periférico por cuadrantes)		Simétrica (háptica esférica) Asimétrica (háptica tórica) / Dual-Sag Cuadrantes (háptica por cuadrantes) / Quad-Sag	-
Diámetro Total	10.00 mm → 12.00 mm (en pasos de 0.10 mm)	9.00 mm → 12.00 mm (en pasos de 0.10 mm)	ScleraFlex Mini: 15.10 mm ScleraFlex: 13.80 mm → 18.80 mm (en pasos de 0.10 mm)	Lente blanda normal: 12.00 mm → 15.00 mm Vendaje: 11.30 mm → 21.00 mm (en pasos de 0.10 mm)
R0	-	4.00 mm → 10.50 mm (en pasos de 0.01 mm)	-	7.00 mm → 12.00 mm (en pasos de 0.01 mm)
Altura Sagital	-	-	3500 µm → 5310 µm (en pasos de ~60 µm)	-
Esfera	Miopía hasta -9.00 D Hipermetropía hasta +3.50 D	-40.00 D → +40.00 D (en pasos de 0.01 D)	-	-40.00 D → +40.00 D (en pasos de 0.01 D)
Cilindro	hasta -3.50 D	hasta -10.00 D (en pasos de 0.01 D)	hasta -8.00 D (en pasos de 0.01 D)	hasta -8.00 D (en pasos de 0.01 D)
Eje	0° → 180° (en pasos de 1°)		0° → 180° (en pasos de 1°)	
Variante multifocal	NightFlex Progressive (CD / CN)	Bifocal (Bf) / Simple Progressive (Sp) (Escanee el código QR o haz clic aquí)		Bifocal (Bf) / Simple Progressive (Sp) / Multi Progressive (Mp) (Escanee el código QR o haz clic aquí)
Adición	hasta +4.50 D (en pasos de 0.25 D)	hasta +6.00 D (en pasos de 0.01 D)		hasta +6.00 D (en pasos de 0.01 D)
Zoc (tamaño zona óptica central)	0.50 mm → 5.50 mm (en pasos de 0.01 mm)		0.50 mm → 5.50 mm (en pasos de 0.01 mm)	
Zona de lectura	CD (Centro-Lejos) CN (Centro-Cerca)		CD (Centro-Lejos) CN (Centro-Cerca)	

(*) Para conocer opciones de ajuste más específicas, contactar con el equipo de atención al cliente de SwissLens.



Soluciones para cuidado y mantenimiento de LC's

Breve descripción

allClean	Una solución limpiadora con alcohol isopropílico, apta para todo tipo de lentes (lentes blandas convencionales de hidrogel, de hidrogel de silicona y RPG). Elimina los depósitos lipídicos
all in one	Una solución única con ácido hialurónico para el cuidado de todo tipo de lentes de contacto blandas, incluyendo las de hidrogel de silicona.
cleanFlex	Un limpiador de lentes RPG que contiene sílice en suspensión.
one step-T	Un sistema de limpieza rápido de peróxido de hidrógeno de un solo paso con indicador de color para la limpieza de todo tipo de lentes de contacto.
storeFlex	Un acondicionador con propiedades lubricantes y desinfectantes que se utiliza para conservar las lentes RPG durante la noche.
all in flex	Solución única para lentes de contacto RPG. Limpieza, desinfección, enjuague, almacenamiento y humectación.
Isosol	Solución salina con electrolitos



Accesorios

Aplicadores
Ventosas
Equipamiento de gabinete
Pinzas
Tiras Oftálmicas
Cartas de Color

Para más información sobre los productos disponibles para el gabinete, contactar con el equipo de atención al cliente de SwissLens.



(Escanee el código QR o [haz clic aquí](#))



Topógrafo corneal / Perfilómetro escleral

Medmont Meridia™ Vantage

Medmont Meridia™ Pro

Medmont Meridia™ Classic

Distribuidor
medmont
autorizado



(Escanee el código QR o [haz clic aquí](#))