SwissLens | Portfolio Overview

Individuell gefertigte Kontaktlinsen
für jede Indikation

Wer sind wir?

SwissLens ist ein Schweizer Hersteller mit Spezialisierung auf maßgefertigte Kontaktlinsen. Unser Produktportfolio umfasst Lösungen für reguläre und irreguläre Hornhäute – von Orthokeratologie- und Sklerallinsen bis hin zu kosmetischen und prothetischen Kontaktlinsen. Damit bieten wir Augenoptikern, Kontaktlinsenspezialisten und Vertriebspartnern ein umfassendes Spektrum innovativer Spezialkontaktlinsen.

Produkt-Portfolio:

Kontaktlinsen			Kurzbeschreibung	Erneuerung
regelmässige Hornhaut	Formstabil	OrbiFlex	sphärische Einstärkenlinse	12 Monate (*SL12*)
		ToriFlex	front- oder bitorische Einstärkenlinse	
		BoriFlex	sphärische Multifokallinse	
		ToreliFlex	front- oder bittorische Multifokallinse	
	Weich	Orbis	sphärische Einstärkenlinse	3 Monate (*SL3*) 6 Monate (*SL6*) 12 Monate (*SL12*)
		Toris	individualisierbare torische Einstärkenlinse (*dynamische Stabilisierung oder Ballast*)	
		Borelis	sphärische Multifokallinse	
		Torelis	individualisierbare torische Multifokallinse (*dynamische Stabilisierung oder Ballast*)	
Irreguläre Hornhaut	**Keratokonus/ Ektasie** Formstabil	FlexCone (T / P)	individualisierbare, speziell für Keratokonus entwickelte Einstärkenlinse (prolate Geometrie) auch torisch und als Mehrstärkenlinse erhältlich	12 Monate (*SL12*)
	Keratokonus/ Ektasie Weich	HydroCone (P)	speziell für Keratokonus entwickelte Einstärkenlinse (prolate Geometrie), auch multifokal erhältlich	3 Monate (*SL3*) 6 Monate (*SL6*)
	postopertativ/ nach refraktiver Chirurgie Formstabil	FlexMed (P)	speziell für die Versorgung nach refraktiver Chirurgie entwickelte Einstärkenlinse (oblate Geometrie) auch als Mehrstärkenlinse erhältlich	12 Monate (*SL12*)
	postopertativ/ nach refraktiver Chirurgie Weich	HydroMed (P)	speziell für die Versorgung nach refraktiver Chirurgie entwickelte Einstärkenlinse (oblate Geometrie), auch multifokal erhältlich	3 Monate (*SL3*) 6 Monate (*SL6*)
Sklerallinsen	Formstabil	ScleraFlex Mini	individualisierbare 15.10 mm Sklerallinse, auch torisch und als Mehrstärkenlinse erhältlich	12 Monate (*SL12*)
		ScleraFlex	vollständig individualisierbare Sklerallinse, auch torisch und als Mehrstärkenlinse erhältlich	
Orthokeratologie	Formstabil	NightFlex	individualisierbare Orthokeratologie Kontaktlinse (*Myopie, hohe Myopie, Astigmatismus, Hyperopie, Presbyopie CD/CN*)	12 Monate (*SL12*)
Myopiemanagement	Formstabil	NightFlex Relax	Orthokeratologielinse speziell für das Myopiemanagement	12 Monate (*SL12*)
		RelaxFlex	sphärische Kontaktlinse speziell für das Myopiemanagement	
		RelaxFlex T	front- oder bitorische Kontaktlinse speziell für das Mypiemanagement	
	Weich	Relax	sphärische Kontaktlinse speziell für das Myopiemanagement	3 Monate (*SL3*) 6 Monate (*SL6*)
		Relax T	individualisierbare torische Kontaktlinse speziell für das Myopiemanagement (*dynamische Stabilisierung oder Ballast*)	
Verbandlinse/ Therapeutisch	Weich	Orbis Bandage	therapeutische Verbandlinse	7 Tage Dauertragen
Farbe/ Filter	Weich	HydroColor (*Orbis*)	sphärische handgefärbte Einstärkenlinse	**Tint** → *SL3 / SL6 / SL12* **Intense** → *SL3 / SL6 / SL12* **Filter** → *SL6 / SL12*
		HydroColor (*Toris*)	individualisierbare torische, handgefärbte Einstärkenlinse (*dynamische Satbilisierung*)	
		HydroColor (*Borelis*)	sphärische, handgefärbte Multifokallinse	
		HydroColor (*Torelis*)	individualisierbare torische, handgefärbte Multifokallinse (*dynamische Stabilisierung*)	
Prothetisch/ Okklusion/ Lochblende	Weich	HydroColor Pro (*Orbis*)	sphärische, prothetische Einstärkenlinse	12 Monate (*SL12*)
		HydroColor Pro (*Toris*)	individualisierbare, torische, prothetische Einstärkenlinse (*dynamische Stabilisierung*)	
		HydroColor Pro (*Occlusion*)	Okklusions/ Lochblenden sphärische Einstärkenlinse	

lens.info@swisslens.ch
www.swisslens.ch

formstabile Materialien
(QR Code scannen oder hier klicken)

weiche Materialien
(QR Code scannen oder hier klicken)

Farb/ Filter Optionen
(QR Code scannen oder hier klicken)

SwissLens | Portfolio Overview

Individuell gefertigte Kontaktlinsenlösungen
für jede Indikation

Hauptspezifikationen Parameterbereich (*)

	Formstabil Kontaktlinsen			Weiche Kontaktlinsen
	Orthokeratologie	regelmässige Hornhaut irreguläre Hornhaut Myopiemanagement	Skleral	
Periphere Zone	Symmetrisch (*sphärische Auflage*) Asymmetrisch (*peripher-torische Auflage*) Quadrantenspezifisch (individuell angepasste Auflage je Hornhautquadrant)		Symmetrisch (*sphärische Haptik*) Asymmetrisch (*torische Haptik*) / *Dual-Sag* Quadrantenspezifisch (*quadrantenspezifische* Haptik) / *Quad-Sag*	-
Gesamtdurchmesser DIA	10.00 mm → 12.00 mm (*in 0.10 mm Schritten*)	9.00 mm → 12.00 mm (*in 0.10 mm Schritten*)	ScleraFlex Mini: 15.10 mm ScleraFlex: 13.80 mm → 18.80 mm (*in 0.10 mm Schritten*)	Weichlinse: 12.00 mm → 15.00 mm Verbandlinse: 11.30 mm → 21.00 mm (*in 0.10 mm Schritten*)
Basiskurve R0	-	4.00 mm → 10.50 mm (*in 0.01 mm Schritten*)	-	7.00 mm → 12.00 mm (*in 0.01 mm Schritten*)
Scheiteltiefe	-	-	3500 µm → 5310 µm (*in ~60 µm Schritten*)	-
Sphäre	Myopie bis zu -9.00 D Hyperopie bis zu +3.50 D	*-40.00 D → +40.00 D* (*in 0.01 D Schritten*)		*-40.00 D → +40.00 D* (*in 0.01 D Schritten*)
Zylinder	bis zu -3.50 D	*bis zu -10.00 D* (*in 0.01 D Schritten*)	bis zu -8.00 D (*in 0.01 D Schritten*)	bis zu -8.00 D (*in 0.01 D Schritten*)
Achse	*0° → 180°* (*in 1° Schritten*)			*0° → 180°* (*in 1° Schritten*)
Mehrstärken Varianten	NightFlex Progressive (*CD / CN*)	Bifocal (*Bf*) / Simple Progressive (*Sp*)		Bifocal (*Bf*) / Simple Progressive (*Sp*) / Multi Progressive (*Mp*)
	QR Code scannen oder hier klicken			QR Code scannen oder hier klicken
Addition	bis zu +4.50 D (*in 0.25 D Schritten*)	bis zu +6.00 D (*in 0.01 D Schritten*)		bis zu +6.00 D (*in 0.01 D Schritten*)
Zoc (Grösse der zentralen Optikzone)	0.50 mm → 5.50 mm (*in 0.01 mm Schritten*)			0.50 mm → 5.50 mm (*in 0.01 mm Schritten*)
Nahzone	CD (*Ferne zentral*) CN (*Nähe zentral*)			CD (*Ferne zentral*) CN (*Nähe zentral*)

(*) Für spezifischere Anpassungsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an den SwissLens-Kundendienst.

Pflegemittel für Kontaktlinsen

	Kurzbeschreibung
allClean	Ein Oberflächenreiniger auf Isopropylalkoholbasis für alle Kontaktlinsentypen – herkömmliche weiche Hydrogellinsen, Silikon-Hydrogel-Linsen sowie formstabile Kontaktlinsen. Entfernt zuverlässig Lipidablagerungen von der Linsenoberfläche.
all in one	Eine Kombilösung mit Hyaluronsäure zur Pflege aller Arten von weichen Kontaktlinsen, einschließlich Silikon-Hydrogel-Linsen. Enthält zusätzlich einen Proteinentferner, der Proteinablagerungen auf den Kontaktlinsen effektiv löst und entfernt.
cleanFlex	Ein abrasiver Oberflächenreiniger für formstabile Kontaktlinsen mit suspendierten Silikapartikeln. Entfernt zuverlässig organische und anorganische Ablagerungen von der Kontaktlinsenoberfläche.
one step-T	Schnelles Einstufen-Peroxidsystem mit Neutralisationstabletten und Vitamin-B12-Farbindikator zur gründlichen Reinigung und Desinfektion aller Kontaktlinsen in nur einer Stunde. Besonders geeignet für Silikon-Hydrogel, HydroColor Pro und Orthokeratologie-Linsen.
storeFlex	Eine besonders gut verträgliche Desinfektions- und Aufbewahrungslösung mit feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften. Verbessert die Benetzung und den Tragekomfort formstabiler Kontaktlinsen und gewährleistet eine optimale Aufbewahrung über Nacht.
all in flex	Kombilösung für formstabile Kontaktlinsen. Reinigt, desinfiziert, spült, benetzt und dient zur Aufbewahrung der Kontaktlinsen.
Isosol	Eine konservierungsmittelfreie, gepufferte und isotone Kochsalzlösung, angereichert mit Elektrolyten. Erhältlich in praktischen Einzeldosen

Zubehör

- **Einsetzhilfen**
- **Sauger**
- **augenoptisches Zubehör**
- **Pinzetten**
- **Farbstreifen**
- **Farbfächer**

Für weitere Informationen zu den Produkten wenden Sie sich bitte an den SwissLens-Kundenservice.

(QR Code scannen oder hier klicken)

Hornhaut-/Sklera Topographen

- **Medmont Meridia™ Vantage**
- **Medmont Meridia™ Pro**
- **Medmont Meridia™ Classic**

Authorised medmont distributor

(QR Code scannen oder hier klicken)

lens.info@swisslens.ch
www.swisslens.ch