SwissLens | Portfolio Overview

Solutions de lentilles de contact sur mesure pour chaque besoin clinique

Qui sommes-nous ?

SwissLens est un fabricant suisse spécialisé dans les lentilles de contact sur mesure. Notre portfolio couvre des solutions destinées aussi bien aux cornées régulières qu'irrégulières, notamment les lentilles d'orthokératologie, les lentilles sclérales, ainsi que les lentilles de contact cosmétiques et prothétiques. Nous proposons ainsi aux praticiens et aux distributeurs une gamme complète de technologies de lentilles de contact spécialisées.

Structure du portfolio :

Lentilles de contact				Brève description	Renouvellement
Cornée Régulière		RGP	OrbiFlex	Lentille sphérique de vision simple	12 mois (*SL12*)
			ToriFlex	Lentille de vision simple torique antérieure ou bitorique	
			BoriFlex	Lentille multifocale sphérique	
			ToreliFlex	Lentille multifocale torique antérieure ou bitorique	
		Lentilles souples	Orbis	Lentille sphérique de vision simple	3 mois (*SL3*) 6 mois (*SL6*) 12 mois (*SL12*)
			Toris	Lentille torique de vision simple hautement personnalisée (*stabilisation dynamique ou ballast*)	
			Borelis	Lentille multifocale sphérique	
			Torelis	Lentille multifocale torique hautement personnalisée (*stabilisation dynamique ou ballast*)	
Cornée Irrégulière	Kératocône	RGP	FlexCone (T / P)	Lentille hautement personnalisée pour le kératocône (géométrie prolate). Également disponible en version torique et/ou multifocale	12 mois (*SL12*)
		Lentilles souples	HydroCone (P)	Lentille spécialement conçue pour le kératocône (géométrie prolate). Également disponible en version multifocale	3 mois (*SL3*) 6 mois (*SL6*)
	Cornée irrégulière / post-chirurgie réfractive (oblée)	RGP	FlexMed (P)	Lentille spécialement conçue pour les cornées post-chirurgie réfractive (géométrie oblée). Également disponible en version multifocale	12 mois (*SL12*)
		Lentilles souples	HydroMed (P)	Lentille spécialement conçue pour les cornées après chirurgie réfractive (géométrie oblée). Également disponible en version multifocale	3 mois (*SL3*) 6 mois (*SL6*)
Lentilles Sclérales		RGP	ScleraFlex Mini	Lentille sclérale personnalisée de 15,10 mm Également disponible en version torique et/ou multifocale	12 mois (*SL12*)
			ScleraFlex	Lentille sclérale entièrement sur mesure Également disponible en version torique et/ou multifocale	
Orthokératologie		RGP	NightFlex	Lentille d'orthokératologie hautement personnalisée *(Myopie, forte myopie, astigmatisme, hypermétropie, presbytie CD et CN)*	12 mois (*SL12*)
Contrôle de la myopie		RGP	NightFlex Relax	Lentille d'orthokératologie spécialement conçue pour le contrôle de la myopie	12 mois (*SL12*)
			RelaxFlex	Lentille sphérique spécifiquement conçue pour le contrôle de la myopie	
			RelaxFlex T	Lentille torique antérieure ou bitorique spécifiquement conçue pour le contrôle de la myopie	
		Lentilles souples	Relax	Lentille sphérique spécifiquement conçue pour le contrôle de la myopie	3 mois (*SL3*) 6 mois (*SL6*)
			Relax T	Lentille torique sur mesure spécifiquement conçue pour le contrôle de la myopie *(stabilisation dynamique ou ballast)*	
Pansement / Thérapeutique		Lentilles souples	Orbis Bandage	Lentille pansement / thérapeutique	7 jours de port continu
Teintées / Filtrantes		Lentilles souples	HydroColor (*Orbis*)	Lentille sphérique teintée de vision simple	**Teintée** → *SL3 / SL6 / SL12* **Intense** → *SL3 / SL6 / SL12* **Filtrante** → *SL6 / SL12*
			HydroColor (*Toris*)	Lentille torique teintée de vision simple hautement personnalisée (*stabilisation dynamique*)	
			HydroColor (*Borelis*)	Lentille multifocale sphérique teintée	
			HydroColor (*Torelis*)	Lentille multifocale torique teintée hautement personnalisée (*stabilisation dynamique*)	
Prothétiques / Occlusives / Sténopéiques		Lentilles souples	HydroColor Pro (*Orbis*)	Lentille prothétique sphérique de vision simple	12 mois (*SL12*)
			HydroColor Pro (*Toris*)	Lentille torique prothétique de vision simple hautement personnalisée (*stabilisation dynamique*)	
			HydroColor Pro (*Occlusion*)	Lentille sphérique de vision simple occlusive / sténopéique	

lens.info@swisslens.ch
www.swisslens.ch

Matériaux RPG disponibles
(Scannez le code QR ou cliquez ici)

Matériaux souples disponibles
(Scannez le code QR ou cliquez ici)

Options de teintes et de filtres
Scannez le code QR ou cliquez ici

SwissLens | Portfolio Overview

Solutions de lentilles de contact sur mesure pour chaque besoin clinique

Principales plages de paramètres (*)

	Lentilles RGP			Lentilles souples
	Orthokératologie	Cornée régulière Cornée irrégulière Contrôle de la myopie	Sclérales	
Zone périphérique	Symétrique (*appui sphérique*) Asymétrique (*appui torique périphérique*) Quadrants (*appui spécifique par quadrant*)		Symétrique (*haptique sphérique*) Asymétrique (*haptique torique*) / Dual-Sag Quadrants (*haptique spécifique par quadrant*) / Quad-Sag	-
Diamètre total	10.00 mm → 12.00 mm (*pas de 0.10 mm*)	9.00 mm → 12.00 mm (*pas de 0.10 mm*)	ScleraFlex Mini: 15.10 mm ScleraFlex: 13.80 mm → 18.80 mm (*pas de 0.10 mm*)	Lentille souple standard: 12.00 mm → 15.00 mm Pansement: 11.30 mm → 21.00 mm (*pas de 0.10 mm*)
R0	-	4.00 mm → 10.50 mm (*pas de 0.01 mm*)	-	7.00 mm → 12.00 mm (*pas de 0.01 mm*)
Flèche sagittale	-	-	3500 µm → 5310 µm (*pas de ~60 µm*)	-
Sphère	Myopie jusqu'à -9,00 D Hypermétropie +3,50 D	*-40.00 D → +40.00 D* (*pas de 0.01 D*)		*-40.00 D → +40.00 D* (*pas de 0.01 D*)
Cylindre	jusqu'à -3.50 D	*jusqu'à -10.00 D* (*pas de 0.01 D*)	jusqu'à -8.00 D (*pas de 0.01 D*)	jusqu'à -8.00 D (*pas de 0.01 D*)
Axe	*0° → 180°* (*pas de 1°*)			*0° → 180°* (*pas de 1°*)
Variante multifocale	NightFlex Progressive (*CD / CN*)	Bifocal (*Bf*) / Simple Progressive (*Sp*)		Bifocal (*Bf*) / Simple Progressive (*Sp*) / Multi Progressive (*Mp*)
	(Scannez le code QR ou cliquez ici)			(Scannez le code QR ou cliquez ici)
Addition	jusqu'à +4.50 D (*pas de 0.25 D*)	jusqu'à +6.00 D (*pas de 0.01 D*)		jusqu'à +6.00 D (*pas de 0.01 D*)
Zoc (Zone optique centrale)	0.50 mm → 5.50 mm (*pas de 0.01 mm*)			0.50 mm → 5.50 mm (*pas de 0.01 mm*)
Zone de lecture	CD (*Center Distance*) CN (*Center Near*)			CD (*Center Distance*) CN (*Center Near*)

(*) Pour des options d'ajustement plus spécifiques, veuillez contacter l'équipe Customer Care de SwissLens

Solutions d'entretien pour lentilles de contact

	Brève description
allClean	Solution nettoyante pour lentilles de contact à base d'alcool isopropylique, adaptée à tous les types de lentilles (lentilles souples hydrogel conventionnelles, silicone-hydrogel et lentilles RPG). Élimine les dépôts lipidiques.
all in one	Solution multifonction à base d'acide hyaluronique pour l'entretien de tous les types de lentilles de contact souples, y compris les lentilles en silicone-hydrogel.
cleanFlex	Nettoyant de surface pour lentilles RPG contenant de la silice en suspension.
one step-T	Système au peroxyde rapide en une seule étape avec indicateur de couleur pour le nettoyage de tous les types de lentilles de contact.
storeFlex	Solution de conservation aux propriétés hydratantes et désinfectantes, utilisée pour conserver les lentilles RPG pendant la nuit.
all in flex	Solution tout-en-un pour lentilles rigides et perméables aux gaz : nettoyage, désinfection, rinçage, conservation et hydratation.
Isosol	Solution saline contenant des électrolytes.

Produits complémentaires

- **Applicateurs**
- **Ventouses**
- **Équipements d'optométrie**
- **Pinces**
- **Bandelettes ophtalmiques**
- **Nuanciers de couleurs**

Pour plus d'informations sur les produits disponibles pour votre cabinet, veuillez contacter l'équipe Customer Care de SwissLens.

(Scannez le code QR ou cliquez ici)

Topographes cornéens / scléraux

- **Medmont Meridia™ Vantage**
- **Medmont Meridia™ Pro**
- **Medmont Meridia™ Classic**

Distributeur medmont agréé

(Scannez le code QR ou cliquez ici)

lens.info@swisslens.ch
www.swisslens.ch