# SwissLens | Portfolio Overview

Made-to-order Contact Lens Solutions
for Every Clinical Need

## Chi siamo?

***SwissLens*** è un produttore svizzero specializzato nella realizzazione di lenti a contatto su misura. Il nostro portfolio comprende soluzioni per cornee regolari e irregolari, tra cui lenti per ortocheratologia, lenti sclerali, lenti a contatto cosmetiche e protesiche, offrendo a professionisti e distributori una gamma completa di tecnologie nel campo delle lenti a contatto specialistiche.

## Struttura del portfolio:

| Lenti a contatto | | | Breve descrizione | Rinnovo |
|---|---|---|---|---|
| **Cornea Regolare** | RGP | OrbiFlex | Lente sferica monofocale | 12 mesi (*SL12*) |
| | | ToriFlex | Lente Front-Toric o Bitoric monofocale | |
| | | BoriFlex | Lente sferica multifocale | |
| | | ToreliFlex | Lente Front-Toric o Bitoric multifocale | |
| | Lenti morbide | Orbis | Lente sferica monofocale | 3 mesi (*SL3*)<br>6 mesi (*SL6*)<br>12 mesi (*SL12*) |
| | | Toris | Lente torica monofocale altamente personalizzata (*stabilizzazione dinamica o Ballast*) | |
| | | Borelis | Lente sferica multifocale | |
| | | Torelis | Lente torica multifocale altamente personalizzata (*stabilizzazione dinamica o Ballast*) | |
| **Cornea Irregolare** | **Cheratocono** | RGP | FlexCone (T / P) | Lente per cheratocono altamente personalizzata (geometria prolata)<br>Disponibile anche in versione torica e/o multifocale | 12 mesi (*SL12*) |
| | | Lenti morbide | HydroCone (P) | Lente appositamente progettata per il cheratocono (geometria prolata)<br>Disponibile anche in versione multifocale | 3 mesi (*SL3*)<br>6 mesi (*SL6*) |
| | **Cornea Irregolare / Post chirurgia refrattiva (cornea oblata)** | RGP | FlexMed (P) | Lente con geometria oblata per post-chirurgia refrattiva<br>Disponibile anche nella versione multifocale | 12 mesi (*SL12*) |
| | | Lenti morbide | HydroMed (P) | Lente appositamente progettata per cornee in situazione di post-chirurgia refrattiva (geometria oblata) Disponibile anche in versione multifocale | 3 mesi (*SL3*)<br>6 mesi (*SL6*) |
| **Lenti Sclerali** | RGP | ScleraFlex Mini | Lente sclerale customizzata con diam. 15.10 mm<br>Disponibile anche in versione torica e/o multifocale | 12 mesi (*SL12*) |
| | | ScleraFlex | Lente sclerale completamente personalizzata<br>Disponibile anche in versione torica e/o multifocale | |
| **Ortocheratologia** | RGP | NightFlex | Lente Ortho-K altamente personalizzata *(Miopia / Alta Miopia / Astigmatismo / Ipermetropia / Presbiopia CD o CN)* | 12 mesi (*SL12*) |
| **Gestione della miopia** | RGP | NightFlex Relax | Lente Ortho-K specifica per la Gestione della miopia | 12 mesi (*SL12*) |
| | | RelaxFlex | Lente sferica specifica per la Gestione della miopia | |
| | | RelaxFlex T | Lente Front - Toric o Bitoric specifica per la Gestione della miopia | |
| | Lenti morbide | Relax | Lente sferica specifica per la Gestione della miopia | 3 mesi (*SL3*)<br>6 mesi (*SL6*) |
| | | Relax T | Lente torica specifica per la Gestione della miopia altamente personalizzata *(stabilizzazione dinamica o Ballast)* | |
| **Bendaggio/ Uso terapeutico** | Lenti morbide | Orbis Bandage | Bendaggio / Lente terapeutica | porto prolungato fino a 7 giorni |
| **Lenti colorate/ Filtro** | Lenti morbide | HydroColor (*Orbis*) | Lente sferica monofocale colorata | **Tint** → *SL3 / SL6 / SL12*<br>**Intense** → *SL3 / SL6 / SL12*<br>**Filter** → *SL6 / SL12* |
| | | HydroColor (*Toris*) | Lente torica monofocale colorata altamente personalizzata (*stabilizzazione dinamica*) | |
| | | HydroColor (*Borelis*) | Lente sferica multifocale colorata | |
| | | HydroColor (*Torelis*) | Lente torica multifocale colorata altamente personalizzata (*Stabilizzazione dinamica*) | |
| **Lenti prostetiche / occlusione / Foro stenopeico** | Lenti morbide | HydroColor Pro (*Orbis*) | Lente sferica monofocale prostetica | 12 mesi (*SL12*) |
| | | HydroColor Pro (*Toris*) | Lente torica monofocale prostetica altamente personalizzata (*Stabilizzazione dinamica*) | |
| | | HydroColor Pro (*Occlusion*) | Lente sferica monofocale per occlusione/foro stenopeico | |

lens.info@swisslens.ch
www.swisslens.ch

**Materiali disponibili per lenti RGP**
(Scansiona questo QR code o clicca qui)

**Materiali disponibili per lenti morbide**
(Scansiona questo QR code o clicca qui)

**Gamma delle nostre lenti colorate / con filtro**
(Scansiona questo QR code o clicca qui)

# SwissLens | Portfolio Overview

Made-to-order Contact Lens Solutions
for Every Clinical Need

## Gamma dei principali parametri (*)

| | Lenti RGP | | | Lenti morbide |
|---|---|---|---|---|
| | Ortocheratologia | Cornea regolare<br>Cornea irregolare<br>Gestione della miopia | Sclerali | |
| **Zona periferica** | Symmetrical (*appoggio sferico*)<br>Asymmetrical (*appoggio periferico torico*)<br>Quadrant (*appoggio quad specific*) | | Simmetrica (*flangia sferica*)<br>Asimmetrica (*flangia torica*) / Dual sag<br>Quadrante (*flangia quad specific*) / Quad-Sag | - |
| **Diametro totale** | 10.00 mm → 12.00 mm<br>(*con step di 0,10 mm*) | 9.00 mm → 12.00 mm<br>(*con step di 0,10 mm*) | ScleraFlex Mini: 15.10 mm<br>ScleraFlex: 13.80 mm → 18.80 mm<br>(*con step di 0,10 mm*) | Lente morbida regolare:<br>12.00 mm → 15.00 mm<br>Bendaggio: 11.30 mm → 21.00 mm<br>(*con step di 0,10 mm*) |
| **R0** | - | 4.00 mm → 10.50 mm<br>(*con step di 0,01 mm*) | - | 7.00 mm → 12.00 mm<br>(*con step di 0,01 mm*) |
| **Altezza sagittale** | - | - | 3500 µm → 5310 µm<br>(*con step di ~60 µm*) | - |
| **Sfero** | Miopia fino a -9.00 D<br>Ipermetropia fino a +3.50 D | *-40.00 D → +40.00 D*<br>*(con step di 0.01 D )* | | *-40.00 D → +40.00 D*<br>*(con step di 0.01 D )* |
| **Cilindro** | fino a -3.50 D | *fino a -10.00 D*<br>*(con step di 0.01 D )* | fino a -8.00 D<br>(*con step di 0.01 D* ) | fino a -8.00 D<br>(*con step di 0.01 D* ) |
| **Asse** | *0° → 180°*<br>*(con step di 1°)* | | | *0° → 180°*<br>*(con step di 1°)* |
| **Opzione multifocale** | NightFlex Progressive<br>(*CD / CN*) | Bifocale (*Bf*) / Simple Progressive (*Sp*) | | Bifocale (*Bf*) /<br>Simple Progressive (*Sp*) /<br>Multi Progressive (*Mp*) |
| | (Scansiona questo QR code o clicca qui) | | | (Scansiona questo QR code o clicca qui) |
| **Addizione** | fino a +4.50 D<br>(*in 0.25 D steps*) | fino a +6.00 D<br>(*con step di 0.01 D* ) | | fino a +6.00 D<br>(*con step di 0.01 D* ) |
| **Zoc (dimensione della zona ottica centrale)** | 0.50 mm → 5.50 mm<br>(*con step di 0,01 mm*) | | | 0.50 mm → 5.50 mm<br>(*con step di 0,01 mm*) |
| **Zona per lettura** | CD (*Center Distance*)<br>CN (*Center Near*) | | | CD (*Center Distance*)<br>CN (*Center Near*) |

(*) Per maggiori opzioni di adattamento, si prega di contattare il Servizio Clienti SwissLens

## Soluzioni per la cura delle lenti a contatto

| | Breve descrizione |
|---|---|
| **allClean** | Una soluzione detergente con alcol isopropilico per tutti i tipi di lenti a contatto (lenti a contatto in convenzionale idrogel, silicone idrogel e lenti RGP). Elimina i depositi lipidici. |
| **all in one** | Una soluzione unica con acido ialuronico, per la cura di tutti i tipi di lenti a contatto morbide, incluse le lenti in silicone idrogel. |
| **cleanFlex** | Un detergente per la superficie delle lenti RGP contenente silicio in sospensione. |
| **one step-T** | Un veloce sistema monofase al perossido con indicatore di colore per la pulizia di tutte le lenti a contatto. |
| **storeFlex** | Un conservante con proprietà idratanti e disinfettanti, usato per conservare le lenti RGP durante la notte. |
| **all in flex** | Soluzione unica per lenti a contatto rigide e gas permeabili. Pulisce, disinfetta, risciacqua, conserva e mantiene idratate le lenti. |
| **Isosol** | Soluzione salina con elettroliti |

## Altri prodotti

- **Applicatori**
- **Ventose**
- **Accessori per optometristi**
- **Pinzette**
- **Strisce oftalmiche**
- **Tabella colori**

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti disponibili per la vostra pratica, vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Clienti SwissLens

(Scansiona questo QR code o clicca qui)

## Topografi Corneali / Sclerali

- **Medmont Meridia™ Vantage**
- **Medmont Meridia™ Pro**
- **Medmont Meridia™ Classic**

Authorised medmont distributor

(Scansiona questo QR code o clicca qui)

lens.info@swisslens.ch
www.swisslens.ch